

**Piastra per PCR a 96 pozzetti, semi-skirted, con bordo, stile ABI****AZENTA**

Piastra per PCR a 96 pozzetti, semi-skirted, con bordo, stile ABI. Pozzetti profilo standard, da 0.2ml, in polipropilene, angolo tagliato, A12, volume di lavoro: $<200\mu\text{l}$, capacità totale del pozzetto: $300\mu\text{l}$. Studiata per uso con termociclatori ABI, può essere usata direttamente sullo strumento senza adattatori e senza la necessità di ricalibrazione. Fa eccezione il termociclatore ABI Fast Block, in questo caso è raccomandato piuttosto l'uso di FrameStar o FastPlate.

- Sottoposti a rigidi controlli di qualità che includono il controllo visivo e il test di tenuta per ogni pozzetto.
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni.
- Compatibile con pipette multicanale standard.

Pozzetti

Le pareti dei pozzetti sono in polipropilene, ultra-lisce, uniformi e sottili, ciò garantisce prestazioni ottimali in PCR e PCR quantitativa real-time (RT-qPCR).

Massima conducibilità termica per un efficiente trasferimento di calore e un preciso ciclo termico.

Cornice

Griglia alfanumerica di riferimento per facilitare l'identificazione del campione.

Caratteristiche

- Lungh. piastra: 126.00 $\pm$ 0.25mm
- Largh. piastra: 86.00 $\pm$ 0.25mm
- Altezza piastra: 22.10 $\pm$ 0.10mm
- Profondità pozzetto: 20.20 $\pm$ 0.10mm



- Diam. pozzetto: 5.46 (>&)plusmn; 0.10mm
- Capacit(>&)grave; totale pozzetto: 0.3ml (300(>&)micro;l)
- Volume di lavoro: (>&)lt;0.2ml (200(>&)micro;l)

Code	Description	Packaging
FE94TI0735	Piastra 96 pozz.c/bordo, H12, stile ABI, PP trasparente	50 plates
FE94TI0736	Piastra 96 pozz.c/bordo, H12, stile ABI, PP traslucido	50 plates





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

