

**Piastra per PCR a 96 pozzetti, semi-skirted, con bordo, stile ABI****AZENTA**

Piastra per PCR a 96 pozzetti, semi-skirted, con bordo, stile ABI.

Pozzetti profilo standard, da 0.2ml, in polipropilene, angolo tagliato; A12, volume di lavoro: $200\ \mu\text{l}$, capacità totale del pozzetto: $300\ \mu\text{l}$.

Studiata per uso con termociclatori ABI, può essere usata direttamente sullo strumento senza adattatori e senza la necessità di ricalibrazione.

Fa eccezione il termociclatore ABI Fast Block, in questo caso è raccomandato piuttosto l'uso di FrameStar; FastPlate.

- Sottoposti a rigidi controlli di qualità che includono il controllo visivo e il test di tenuta per ogni pozzetto.
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni.
- Compatibile con pipette multicanale standard.

Pozzetti

Le pareti dei pozzetti sono in polipropilene, ultra-lisce, uniformi e sottili, ci garantisce prestazioni ottimali in PCR e PCR quantitativa real-time (RT-qPCR). Massima conducibilità termica per un efficiente trasferimento di calore e un preciso ciclo termico.

Cornice

Griglia alfanumerica di riferimento per facilitare l'identificazione del campione.

Caratteristiche

- Lungh. piastra: 126.00 mm; 0.25mm
- Largh. piastra: 86.00 mm; 0.25mm
- Altezza piastra: 22.10 mm; 0.10mm
- Profondità pozzetto: 20.20 mm; 0.10mm
- Diam. pozzetto: 5.46 mm; 0.10mm
- Capacità totale pozzetto: 0.3ml ($300\ \mu\text{l}$)
- Volume di lavoro: $200\ \mu\text{l}$ (0.2ml)



Code	Description	Packaging
FE94TI0735	Piastra 96 pozz.c/bordo, H12, stile ABI, PP trasparente	50 plates
FE94TI0736	Piastra 96 pozz.c/bordo, H12, stile ABI, PP traslucido	50 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

