

**Piastra per PCR a 96 pozzetti, non-skirted, standard profile****AZENTA**

Piastra per PCR a 96 pozzetti, non-skirted. Pozzetti standard profile, da 0.2ml, in polipropilene. Angolo taglio H12. Volume di lavoro: $<200\mu\text{l}$, capacità totale del pozzetto: $300\mu\text{l}$. Tipo universale. Adatta a termociclatori standard.

- Sottoposta a rigidi controlli di qualità, quali controllo visivo e test di tenuta per ogni pozzetto.

- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni.

Pozzetti

Le pareti dei pozzetti sono in polipropilene, ultra-lisce, uniformi e sottili, ci garantisce prestazioni ottimali in PCR e PCR quantitativa real-time (RT-qPCR). Massima conducibilità termica per un efficiente trasferimento di calore e un preciso ciclo termico.

Cornice

Griglia alfanumerica di riferimento per facilitare l'identificazione del campione.

Caratteristiche

- Lungh. piastra: 120.00 $\pm$ 0.25mm
- Largh. piastra: 80.00 $\pm$ 0.25mm
- Altezza piastra: 20.20 $\pm$ 0.10mm
- Profondità pozzetto: 20.20 $\pm$ 0.10mm
- Diam. pozzetto: 5.46 $\pm$ 0.10mm
- Capacità totale pozzetto: 0.3ml ($300\mu\text{l}$)
- Volume di lavoro: $<0.2\text{ml}$ ($200\mu\text{l}$)



Code	Description	Packaging
FE94TI0750	Piastra PCR 96 pozzetti Non-Skirted, trasparente PP, high profile, angoli tagliati H12	50 plates
FE94TI0750B	Piastra PCR 96 pozz. Non-skirt Low profile, H12, PP blu	50 plates
FE94TI0750G	Piastra PCR 96 pozz. Non-skirt Low profile, H12, PP verde	50 plates
FE94TI0750P	Piastra PCR 96 pozz. Non-skirt Low profile, H12, PP viola	50 plates
FE94TI0750R	Piastra PCR 96 pozz. Non-skirt Low profile, H12, PP rosso	50 plates
FE94TI0750W	Piastra PCR 96 pozz. Non-skirt Low profile, H12, PP bianco	50 plates
FE94TI0750Y	Piastra PCR 96 pozz. Non-skirt Low profile, H12, PP giallo	50 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

