

**Segmento di piastra per PCR, 8/16/24/32/48 pozzetti, non-skirted****AZENTA**

Segmento di piastra per PCR, 8/16/24/32/48 pozzetti, non-skirted.

- Pozzetti a profilo standard, da 0.2ml, in polipropilene.
- Angolo taglio(>&)>nbsp;H12.
- Volume di lavoro: (>&)>lt;200(>&)>micro;l.
- Capacit(>&)>grave; totale del pozzetto: 300(>&)>micro;l.

I segmenti sono prodotti dividendo la piastra da 96 pozzetti in segmenti pi(>&)>grave; piccoli, soluzione ideale quando non (>&)>grave; necessario l(>&)>#39;utilizzo di una piastra intera.

Soggetta a stringenti controlli qualitativi, tra cui il controllo visivo e test di tenuta per ogni singolo pozzetto.

Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni.

Pozzetti

Le pareti dei pozzetti sono in polipropilene, ultra-lisce, uniformi e sottili, ci(>&)>grave; garantisce prestazioni ottimali in(>&)>nbsp;PCR e PCR quantitativa real-time (RT-qPCR).

Massima conducibilit(>&)>grave; termica per un efficiente trasferimento di calore e un preciso ciclo termico.

Cornice

Griglia alfanumerica di riferimento per facilitare l(>&)>#39;identificazione del campione.

Caratteristiche

- Lungh. piastra: 120.00 (>&)>plusmn; 0.25mm
- Largh. piastra: 80.00 (>&)>plusmn; 0.25mm
- Altezza piastra: 20.20 (>&)>plusmn; 0.10mm
- Profondit(>&)>grave; pozzetto: 20.20 (>&)>plusmn; 0.10mm
- Diam. pozzetto: 5.46 (>&)>plusmn; 0.10mm
- Capacit(>&)>grave; totale pozzetto: 0.3ml (300(>&)>micro;l)



- Volume di lavoro: $>0.2\text{ml}$ ($200\text{ }\mu\text{l}$)

Code	Description	Packaging
FE94TI075016	2x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP trasparente	300 segments
FE94TI075016B	2x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP blu	300 segments
FE94TI075016G	2x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP verde	300 segments
FE94TI075016P	2x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP viola	300 segments



Code	Description	Packaging
FE94TI075016R	2x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP rosso	300 segments
FE94TI075016Y	2x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP giallo	300 segments
FE94TI075024	3x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP trasparente	200 segments
FE94TI075024B	3x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP blu	200 segments
FE94TI075024G	3x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP verde	200 segments
FE94TI075024P	3x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP viola	200 segments
FE94TI075024R	3x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP rosso	200 segments
FE94TI075024Y	3x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP giallo	200 segments
FE94TI075032	4x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP trasparente	150 segments
FE94TI075032B	4x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP blu	150 segments
FE94TI075032G	4x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP verde	150 segments
FE94TI075032P	4x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP viola	150 segments
FE94TI075032R	4x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP rosso	150 segments
FE94TI075032Y	4x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP giallo	150 segments
FE94TI075048	6x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP trasparente	100 segments
FE94TI075048B	6x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP blu	100 segments
FE94TI075048G	6x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP verde	100 segments
FE94TI075048P	6x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP viola	100 segments
FE94TI075048R	6x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP rosso	100 segments
FE94TI075048Y	6x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP giallo	100 segments



Code	Description	Packaging
FE94TI07508	1x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP trasparente	600 segments
FE94TI07508B	1x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP blu	600 segments
FE94TI07508G	1x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP verde	600 segments
FE94TI07508P	1x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP viola	600 segments
FE94TI07508R	1x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP rosso	600 segments
FE94TI07508Y	1x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP giallo	600 segments



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

