

**Segmento di piastra per PCR, 8/16/24/32/48 pozzetti, non-skirted****AZENTA**

Segmento di piastra per PCR, 8/16/24/32/48 pozzetti, non-skirted.

- Pozzetti a profilo standard, da 0.2ml, in polipropilene.
- Angolo taglio  $\geq 12^\circ$ .
- Volume di lavoro:  $\geq 200 \mu\text{l}$ .
- Capacità totale del pozzetto:  $300 \mu\text{l}$ .

I segmenti sono prodotti dividendo la piastra da 96 pozzetti in segmenti più piccoli, soluzione ideale quando non è necessario l'utilizzo di una piastra intera. Soggetta a stringenti controlli qualitativi, tra cui il controllo visivo e test di tenuta per ogni singolo pozzetto.

Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni.

**Pozzetti**

Le pareti dei pozzetti sono in polipropilene, ultra-lisce, uniformi e sottili, ciò garantisce prestazioni ottimali in PCR e PCR quantitativa real-time (RT-qPCR). Massima conducibilità termica per un efficiente trasferimento di calore e un preciso ciclo termico.

**Cornice**

Griglia alfanumerica di riferimento per facilitare l'identificazione del campione.

**Caratteristiche**

- Lungh. piastra: 120.00  $\pm$  0.25mm
- Largh. piastra: 80.00  $\pm$  0.25mm
- Altezza piastra: 20.20  $\pm$  0.10mm
- Profondità pozzetto: 20.20  $\pm$  0.10mm
- Diam. pozzetto: 5.46  $\pm$  0.10mm
- Capacità totale pozzetto: 0.3ml ( $300 \mu\text{l}$ )
- Volume di lavoro:  $\geq 0.2\text{ml}$  ( $200 \mu\text{l}$ )



| Code          | Description                                            | Packaging    |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| FE94TI075016  | 2x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP trasparente | 300 segments |
| FE94TI075016B | 2x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP blu         | 300 segments |
| FE94TI075016G | 2x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP verde       | 300 segments |
| FE94TI075016P | 2x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP viola       | 300 segments |
| FE94TI075016R | 2x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP rosso       | 300 segments |
| FE94TI075016Y | 2x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP giallo      | 300 segments |
| FE94TI075024  | 3x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP trasparente | 200 segments |
| FE94TI075024B | 3x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP blu         | 200 segments |
| FE94TI075024G | 3x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP verde       | 200 segments |
| FE94TI075024P | 3x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP viola       | 200 segments |
| FE94TI075024R | 3x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP rosso       | 200 segments |
| FE94TI075024Y | 3x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP giallo      | 200 segments |
| FE94TI075032  | 4x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP trasparente | 150 segments |
| FE94TI075032B | 4x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP blu         | 150 segments |
| FE94TI075032G | 4x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP verde       | 150 segments |
| FE94TI075032P | 4x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP viola       | 150 segments |
| FE94TI075032R | 4x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP rosso       | 150 segments |
| FE94TI075032Y | 4x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP giallo      | 150 segments |
| FE94TI075048  | 6x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP trasparente | 100 segments |
| FE94TI075048B | 6x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP blu         | 100 segments |



| Code          | Description                                            | Packaging    |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| FE94TI075048G | 6x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP verde       | 100 segments |
| FE94TI075048P | 6x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP viola       | 100 segments |
| FE94TI075048R | 6x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP rosso       | 100 segments |
| FE94TI075048Y | 6x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP giallo      | 100 segments |
| FE94TI07508   | 1x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP trasparente | 600 segments |
| FE94TI07508B  | 1x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP blu         | 600 segments |
| FE94TI07508G  | 1x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP verde       | 600 segments |
| FE94TI07508P  | 1x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP viola       | 600 segments |
| FE94TI07508R  | 1x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP rosso       | 600 segments |
| FE94TI07508Y  | 1x8 pozzetti, profilo standard, 0,2 ml, PP giallo      | 600 segments |