

**Strip provette per PCR da 8 pozzetti****AZENTA**

Strip per PCR da 8 pozzetti. Standard profile.

- Volume pozzetto 0,2 ml
- In polipropilene trasparente.
- Volume di lavoro $< 200 \mu\text{l}$.
- Capacit  totale del pozzetto: $300 \mu\text{l}$.
- Adatto a tutti i blocchi per termocicizzatore standard da 0,2 ml.
- Per applicazioni a basso e medio carico.
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano endotossine e pirogeni.



Code	Description	Packaging
FE94TI0780	strip da 8 con strip di tappi a cupola	125 tube strips + cap strips
FE94TI0781	strip da 8 standard profile in PP trasparente	125 tube strips
FE94TI0784	strip da 8 con strip di tappi piatti	125 tube strips + cap strips



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

