

**Strip provette per PCR da 8 pozzetti con tappo vincolato****AZENTA**

Strip per PCR da 8 pozzetto, con tappi vincolati. Per applicazioni a basso e medio carico.
Esenti da DNasi, RNasi, DNA genomico umano endotossine e pirogeni.
Low profile

- Volume pozzetti 0,1ml.
- Volume di lavoro: $<100\ \mu\text{l}$.
- Capacità totale del pozzetto: $200\ \mu\text{l}$.
- In polipropilene trasparente.
- Con tappi piatti vincolati otticamente trasparenti.

Standard Profile

- Volume pozzetti 0,2ml.
- Volume di lavoro: $<200\ \mu\text{l}$.
- Capacità totale del pozzetto: $300\ \mu\text{l}$.
- In polipropilene trasparente.
- Con tappi vincolati a cupola o piatti otticamente trasparenti.

;



Code	Description	Packaging
FE94TI0792	Strip PCR 8 pozz. 0,2 ml con tappi piatti vincolati	120 tube strips
FE94TI0793	Strip PCR 8 pozz. 0,1 ml con tappi piatti vincolati	120 tube strips
FE94TI0794	Strip PCR 8 pozz. 0,2 ml con tappi a cupola vincolati	120 tube strips



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

