

**Strip 4 pozz. 0,1 ml Stile Rotor-Gene con strip di tappi****AZENTA**

Strip per PCR 4 pozzetti, stile Rotor-Gene[®] Style, con tappi.

- Pozzetti 0,1 ml
 - In polipropilene trasparente.
 - Volume di lavoro $< 100 \mu\text{l}$.
 - Capacit^à totale dei pozzetti: $200 \mu\text{l}$.
 - Studiato per strumenti Qiagen/Corbett Rotor-Gene[®]
-



Code	Description	Packaging
FE94TI0796	Strip 4 pozz. 0,1 ml Stile Rotor-Gene con strip di tappi	250 tube strips + cap strips



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

