

**Microprovetta per PCR con tappo vincolato****AZENTA**

Microprovetta per PCR con tappo vincolato, profilo standard, pozzetti da 0,2 ml, polipropilene, volume di lavoro: <math><200\mu\text{l}</math>, capacità totale del pozzetto: 300 μl ; disponibile con tappo piatto o a cupola; la versione con tappo piatto è disponibile con codice a barre 2D.

- Realizzata con polipropilene vergine in cleanroom classe ISO 7.
- Raccomandata per applicazioni a basso e medio carico.
- Tenuta testata.
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano e endotossine/pirogeni.
- Adatta a tutti i blocchi standard da 0,2 mL per termocicizzatore.



Code	Description	Packaging
FE94TI0790	Provetta singola con tappo piatto vincolato, in PP trasparente, 0,2 ml	1000 tubes
FE94TI07902D	Provetta singola con tappo piatto vincolato, in PP trasparente, codice 2D, 0,2 ml	960 tubes
FE94TI0795	Provetta singola 0,2 ml con tappo a cupola vincolato	1000 tubes



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

