

**Pellicola per piastre PCR, tipo "peelable"****AZENTA**

Pellicola per piastre PCR, tipo "peelable", adesivo attivato dal calore. Adatta a basse temperature di stoccaggio, uso ad alte temperature e PCR. Pellicola laminata compatibile con piastre in polipropilene.

Metodo di sigillatura efficace al 100%, assicura l'integrità della chiusura, veloci ed economici d'uso.

Moderata resistenza ai solventi, può essere usata per lo stoccaggio a breve termine a temperatura ambiente.

Può essere rimossa da piastre in polipropilene mediante pelatura, persino quando la piastra è stata appena rimossa da stoccaggio a -80°C.

Disponibile in fogli per uso con sigillatori manuali e semi-automatici.

Disponibile anche in rotolo per uso con sigillatori automatici.

Caratteristiche

- Pelabile da piastre in polipropilene e COC.
- Range di integrità della pellicola: -80°C / 90°C (110°C quando usata con coperchio pressurizzato).
- Buona resistenza ai solventi incluso il DMSO.
- Autoclavabile (121°C).
- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano ed endotossine/pirogeni.



Code	Description	Packaging
FE94TI0520	Rotolo sigillante, stoccaggio a temp.alte o molto basse, 610m x 78mm	1 roll
FE94TI0520122	Rotolo sigillante, stoccaggio a temp.alte o molto basse, 122m x 78mm	1 roll
FE94TI0520S	Rotolo sigillante, stoccaggio a temp.alte o molto basse, 5m x 78mm	1 roll
FE94TI0521	Rotolo sigillante, stoccaggio a temp.alte o molto basse, 125x78 mm	100 sheets
FE94TI0522	Film sigillante, stoccaggio a temp.alte o molto basse/PCR, 500m x 115mm	1 roll
FE94TI0522S	Film sigillante, stoccaggio a temp.alte o molto basse/PCR, 5m x 115mm	1 roll
FE94TI0540	Film sigillante, otticamente trasparente, rotolo 500 m x 78 mm	1 roll
FE94TI054080	Film sigillante, otticamente trasparente, rotolo 80 m x 78 mm	1 roll
FE94TI0540REMP	Film sigillante, otticamente trasparente, rotolo 500 m x 78 mm	1 roll
FE94TI0540S	Film sigillante, otticamente trasparente, rotolo 5 m x 78 mm	1 roll
FE94TI0540SLIT	Film permeabile gas, fessure di 3mm, studi insetti e stocc.semi 450m x 78mm	1 roll
FE94TI0540SLITS	Film permeabile gas, fessure di 3mm, studi insetti e stocc.semi 5m x 78mm	1 roll
FE94TI0541	Film sigillante, otticamente trasparente, fogli 125 x 78 mm	100 sheets
FE94TI0541SLIT	Film permeabile gas, fessure di 3mm, studi insetti e stocc.semi 125 x 78 mm	100 sheets
FE94TI0542	Film sigillante, otticamente trasparente, rotolo 350 m x 115 mm	1 roll
FE94TI0542REMP	Film sigillante, otticamente trasparente, rotolo 350 m x 115 mm	1 roll
FE94TI0542S	Film sigillante, otticamente trasparente, rotolo 5 m x 115 mm	1 roll





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

