

**Pellicola sigillante, perforabile con ago, tipo universale****AZENTA**

Pellicola universale per sigillatura a caldo.

- Range di temperatura di integrità della pellicola: -80°C/90°C (110°C con coperchio riscaldato e pressurizzato).
- Autoclavabile.
- Pelabile.
- Adatta allo stoccaggio a bassa e alta temperatura e all'uso in PCR.
- Compatibile con piastre in PP, PE, PS, COC e PC.
- Perforabile con aghi ma non con puntali standard per pipette.
- Risigillabile mediante l'applicazione della pellicola direttamente sulla superficie perforata in precedenza.
- Compatibile con una vasta gamma di materiali, permette la sigillatura di piastre high throughput senza la necessità di cambiare il rotolo.



Code	Description	Packaging
FE94TI0523	Film perforabile c/ago, stoccaggio temp.alte o molto basse/PCR, 610m x 78mm	1 roll
FE94TI05231	Film perforabile c/ago, stoccaggio temp.alte o molto basse/PCR, 125x78 mm	100 sheets
FE94TI0523S	Film perforabile c/ago, stoccaggio temp.alte o molto basse/PCR, 5m x 78mm	1 roll
FE94TI0524	Film perforabile c/ago, stoccaggio temp.alte o molto basse/PCR, 500m x 115m	1 roll
FE94TI0524S	Film perforabile c/ago, stoccaggio temp.alte o molto basse/PCR, 5m x 115mm	1 roll



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

