

**Pellicola sigillante, resistente al DMSO****AZENTA**

Pellicola universale per sigillatura a caldo resistente al DMSO.

- Range di temperatura di integrità della pellicola: -80°C/40°C.
- Resistente ai solventi.
- Pelabile.
- Adatta allo stoccaggio a temperatura bassa e ambiente di composti in DMSO o solventi organici.
  - Compatibile con piastre in PP e COC, forma una sigillatura salda con piastre in PE.
  - Perforabile con aghi ma non con puntali standard per pipette.
  - Risigillabile mediante l'applicazione della pellicola direttamente sulla superficie perforata in precedenza.
  - Compatibile con una vasta gamma di materiali, permette la sigillatura di piastre high throughput senza la necessità di cambiare il rotolo.



Code	Description	Packaging
FE94TI0585	Film resistente DMSO, stoccaggio basse temp. o ambiente, rotolo 500m x78mm	1 roll
FE94TI0585REMP	Film resistente DMSO, stoccaggio, compatibile REMP, 500m x78mm	1 roll
FE94TI0586	Film resistente DMSO, stoccaggio basse temp. o ambiente, rotolo 500m x115mm	1 roll
FE94TI0586REMP	Film resistente DMSO, stoccaggio, compatibile REMP, 500m x115mm	1 roll
FE94TI0586S	Film resistente DMSO, stoccaggio basse temp. o ambiente, rotolo 5m x 115mm	1 roll
FE94TI0587	Film resistente DMSO, stoccaggio basse temp. o ambiente, fogli 125 x 78 mm	1 roll



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

