

**Pellicola sigillante, resistente al DMSO****AZENTA**

Pellicola universale per sigillatura a caldo resistente al DMSO.

- Range di temperatura di integrità della pellicola: -80°C/40°C.
- Resistente ai solventi.
- Pelabile.
- Adatta allo stoccaggio a temperatura bassa e ambiente di composti in DMSO o solventi organici.
- Compatibile con piastre in PP e COC, forma una sigillatura salda con piastre in PE.
- Perforabile con aghi ma non con puntali standard per pipette.
- Risigillabile mediante l'applicazione della pellicola direttamente sulla superficie perforata in precedenza.
- Compatibile con una vasta gamma di materiali, permette la sigillatura di piastre high throughput senza la necessità di cambiare il rotolo.



| Code           | Description   | Packaging |
|----------------|---|-----------|
| FE94TI0585     | Film resistente DMSO, stoccaggio basse temp. o ambiente, rotolo 500m x78mm  | 1 roll    |
| FE94TI0585REMP | Film resistente DMSO, stoccaggio, compatibile REMP, 500m x78mm              | 1 roll    |
| FE94TI0586     | Film resistente DMSO, stoccaggio basse temp. o ambiente, rotolo 500m x115mm | 1 roll    |
| FE94TI0586REMP | Film resistente DMSO, stoccaggio, compatibile REMP, 500m x115mm             | 1 roll    |
| FE94TI0586S    | Film resistente DMSO, stoccaggio basse temp. o ambiente, rotolo 5m x 115mm  | 1 roll    |
| FE94TI0587     | Film resistente DMSO, stoccaggio basse temp. o ambiente, fogli 125 x 78 mm  | 1 roll    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

