

**Pellicola sigillante, perforabile****AZENTA**

Pellicola perforabile per sigillatura al calore.

- Range di temperatura integrità (> T_g); pellicola: -20°C/120°C.
- Autoclavabile.
- Perforabile
- Altamente resistente ai solventi.
- Risigillabile.
- Adatta a PCR/sticcaggio/spedizione.
- Compatibile con piastre in PP e PS.
- Adatta allo stoccaggio a temperature basse e ambiente di composti in DMSO e solventi organici.
- Disponibile anche in fogli con griglia di riferimento.



Code	Description	Packaging
FE94TI0530	Film perforabile, altamente resistente al calore, 610m x 78mm	1 roll
FE94TI0530122	Film perforabile, altamente resistente al calore, 122m x 78mm	1 roll
FE94TI0530REMP	Film perforabile, al calore, compatibile con REMP, 610m x 78mm	1 roll
FE94TI0530S	Film perforabile, altamente resistente al calore, 5m x 78mm	1 roll
FE94TI0531	Film perforabile, altamente resistente al calore, 125x78 mm	100 sheets
FE94TI0531GR	Film perforabile, altamente resistente al calore, c/griglia, 125x78 mm	100 sheets
FE94TI0532	Film perforabile, resistente ai solventi, rotolo 500m x 115mm	1 roll
FE94TI0532REMP	Film perforabile, resistente solventi, compatibile con REMP, 500m x 115mm	1 roll
FE94TI0532S	Film perforabile, resistente ai solventi, rotolo 5m x 115mm	1 roll



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

