

**Pellicola sigillante, perforabile****AZENTA**

Pellicola perforabile per sigillatura al calore.

- Range di temperatura integrità (> <math>-20^{\circ}\text{C}</math> / <math>120^{\circ}\text{C}</math>).
- Autoclavabile.
- Perforabile
- Altamente resistente ai solventi.
- Risigillabile.
- Adatta a PCR/sticcaggio/spedizione.
- Compatibile con piastre in PP e PS.
- Adatta allo stoccaggio a temperature basse e ambiente di composti in DMSO e solventi organici.
- Disponibile anche in fogli con griglia di riferimento.



| Code           | Description                                                               | Packaging  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| FE94TI0530     | Film perforabile, altamente resistente al calore, 610m x 78mm             | 1 roll     |
| FE94TI0530122  | Film perforabile, altamente resistente al calore, 122m x 78mm             | 1 roll     |
| FE94TI0530REMP | Film perforabile, al calore, compatibile con REMP, 610m x 78mm            | 1 roll     |
| FE94TI0530S    | Film perforabile, altamente resistente al calore, 5m x 78mm               | 1 roll     |
| FE94TI0531     | Film perforabile, altamente resistente al calore, 125x78 mm               | 100 sheets |
| FE94TI0531GR   | Film perforabile, altamente resistente al calore, c/griglia, 125x78 mm    | 100 sheets |
| FE94TI0532     | Film perforabile, resistente ai solventi, rotolo 500m x 115mm             | 1 roll     |
| FE94TI0532REMP | Film perforabile, resistente solventi, compatibile con REMP, 500m x 115mm | 1 roll     |
| FE94TI0532S    | Film perforabile, resistente ai solventi, rotolo 5m x 115mm               | 1 roll     |

