

**Pellicola sigillante, perforabile****AZENTA**

Pellicola perforabile per sigillatura al calore.

- Range di temperatura integrit(>&)>aggrave; pellicola: -20#C/120#C.
- Autoclavabile.
- Perforabile
- Altamente resistente ai solventi.
- Risigillabile.
- Adatta a PCR/sticcaggio/spedizione.
- Compatibile con piastre in PP e PS.
- Adatta allo stoccaggio a temperature basse e ambiente di composti in DMSO e solventi organici.
- Disponibile anche in fogli con griglia di riferimento.



Code	Description	Packaging
FE94TI0530	Film perforabile, altamente resistente al calore, 610m x 78mm	1 roll
FE94TI0530122	Film perforabile, altamente resistente al calore, 122m x 78mm	1 roll
FE94TI0530REMP	Film perforabile, al calore, compatibile con REMP, 610m x 78mm	1 roll
FE94TI0530S	Film perforabile, altamente resistente al calore, 5m x 78mm	1 roll
FE94TI0531	Film perforabile, altamente resistente al calore, 125x78 mm	100 sheets
FE94TI0531GR	Film perforabile, altamente resistente al calore, c/griglia, 125x78 mm	100 sheets
FE94TI0532	Film perforabile, resistente ai solventi, rotolo 500m x 115mm	1 roll
FE94TI0532REMP	Film perforabile, resistente solventi, compatibile con REMP, 500m x 115mm	1 roll
FE94TI0532S	Film perforabile, resistente ai solventi, rotolo 5m x 115mm	1 roll