

**Pellicola sigillante perforabile, tipo forte****AZENTA**

Pellicola per sigillatura a caldo, tipo forte.

- Range di temperatura integrità: $-20^{\circ}\text{C}/120^{\circ}\text{C}$.
- Perforabile manualmente con puntali per pipette o con robot per liquid handling.
- Pelabile con piastre in COC, non pelabile con piastre in PP.
- Compatibile con piastre in COC e in PP (non pelabile).
- Adatto a: PCR/spedizione campioni/stoccaggio a temperatura bassa o ambiente di campioni in DMSO e altri solventi.



Code	Description	Packaging
FE94TI0538	Film tipo forte, peelable da piastre COC, rotolo 610m x 78mm	1 roll
FE94TI05381	Film tipo forte, peelable da piastre COC, fogli 125x78 mm	100 sheets
FE94TI0538S	Film tipo forte, peelable da piastre COC, rotolo 5m x 78mm	1 roll
FE94TI0539	Film sigillante, forte, peelable da piastre COC, rotolo 500 m x 115 mm	1 roll
FE94TI0539S	Film sigillante, forte, peelable da piastre COC, rotolo 5 m x 115 mm	1 roll



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

