

**Pellicola sigillante in alluminio****AZENTA**

Pellicola per sigillatura a caldo in alluminio.

- Range di temperatura integrità della sigillatura: -20°C/110°C.
- Autoclavabile.
- Pelabile.
- Perforabile con puntali, manualmente o con robot per liquid handling.
- Adatta per stoccaggio e per PCR.
- Compatibile con piastre in PP e PS.
- Risigillabile applicando un altro foglio di pellicola direttamente sopra a quello precedentemente perforato.



Code	Description	Packaging
FE94TI0535	Film sigillante, alluminio, rotolo 610m x 78mm	1 roll
FE94TI0535122	Film sigillante, alluminio, rotolo 122m x 78mm	1 roll
FE94TI0535REMP	Film sigillante, alluminio, compatibile con REMP, rotolo 610m x 78mm	1 roll
FE94TI0535S	Film sigillante, alluminio, compatibile con REMP, rotolo 5m x 78mm	1 roll
FE94TI0536	Film sigillante, alluminio, fogli 125x78 mm	100 sheets
FE94TI0537	Film sigillante, alluminio, rotolo 500m x 115mm	1 roll
FE94TI0537REMP	Film sigillante, alluminio, compatibile con REMP, rotolo 500m x 115mm	1 roll
FE94TI0537S	Film sigillante, alluminio, rotolo 5m x 115mm	1 roll

