

**Pellicola sigillante in polistirene****AZENTA**

Pellicola per sigillatura a caldo in polistirene.

- Range di integrità della sigillatura: -20°C/110°C.
- Pelabile.
- Perforabile con puntali, manualmente o con robot per liquid handling.
- Compatibile con piastre in PP, PS e PC. Produce una sigillatura forte su piastre in PS.
- Risigillabile applicando un altro foglio di pellicola in polistirene direttamente sopra quello perforato.
- Per stoccaggio.



| Code          | Description                                                           | Packaging  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| FE94TI0545    | Film per piastre in PS, per stoccaggio composti, rotolo 610 m x 78 mm | 1 roll     |
| FE94TI0545122 | Film per stoccaggio composti, in PS, rotolo 122 m x 78 mm             | 1 roll     |
| FE94TI0545S   | Film per stoccaggio composti, in PS, rotolo 5 m x 78 mm               | 1 roll     |
| FE94TI0546    | Film per stoccaggio composti, in PS, rotolo 500 m x 115 mm            | 1 roll     |
| FE94TI0546S   | Film per stoccaggio composti, in PS, rotolo 5 m x 115 mm              | 1 roll     |
| FE94TI0547    | Film per stoccaggio composti, in PS, fogli 125 x 78 mm                | 100 sheets |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

