

**Pellicola sigillante in polistirene****AZENTA**

Pellicola per sigillatura a caldo in polistirene.

- Range di integrità della sigillatura: -20°C/110°C.
- Pelabile.
- Perforabile con puntali, manualmente o con robot per liquid handling.
- Compatibile con piastre in PP, PS e PC. Produce una sigillatura forte su piastre in PS.
- Risigillabile applicando un altro foglio di pellicola in polistirene direttamente sopra quello perforato.
- Per stoccaggio.



Code	Description	Packaging
FE94TI0545	Film per piastre in PS, per stoccaggio composti, rotolo 610 m x 78 mm	1 roll
FE94TI0545122	Film per stoccaggio composti, in PS, rotolo 122 m x 78 mm	1 roll
FE94TI0545S	Film per stoccaggio composti, in PS, rotolo 5 m x 78 mm	1 roll
FE94TI0546	Film per stoccaggio composti, in PS, rotolo 500 m x 115 mm	1 roll
FE94TI0546S	Film per stoccaggio composti, in PS, rotolo 5 m x 115 mm	1 roll
FE94TI0547	Film per stoccaggio composti, in PS, fogli 125 x 78 mm	100 sheets

