

**Pellicola sigillante per stoccaggio a lungo termine, tipo Thermal Bond****AZENTA**

Sigillatura a caldo Thermal Bond, altamente resistente.

- Range temperatura integrità della sigillatura: -200°C/110°C.
- Autoclavabile.
- Pelabile.
- Adatta a stoccaggio a lungo termine/trasporto/stoccaggio a temperature molto basse.
- Compatibile con piastre in PP.



Code	Description	Packaging
FE94TI0590	Film robusto per stocc. lungo termine/trasporto, rotolo 500m x 78mm	1 roll
FE94TI0590100	Film robusto per stocc. lungo termine/trasporto, rotolo 100m x 78mm	1 roll
FE94TI0590S	Film robusto per stocc. lungo termine/trasporto, rotolo 5m x 78mm	1 roll
FE94TI0591	Film robusto per stocc. lungo termine/trasporto, rotolo 125x78 mm	100 sheets
FE94TI0592	Film robusto per stocc. lungo termine/trasporto, rotolo 300m x 115mm	1 roll
FE94TI0592S	Film robusto per stocc. lungo termine/trasporto, rotolo 5m x 115mm	1 roll



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

