

**Pellicola sigillante, permeabile ai gas****AZENTA**

Pellicola per sigillatura a caldo, permeabile ai gas, Mark 2.

- Range di temperatura integrità della sigillatura: -20°C/80°C.
- Autoclavabile.
- Pelabile.
- Perforabile.
- Permeabile ai gas.
- Evaporazione limitata.
- Ideale per colture cellulari e sticcaggio semi e insetti.
- Compatibile con piastre in PP, PS e COC.
- Piccoli pori (<20 µm) permettono lo scambio di gas (maggiore di 20 g/m<sup>2</sup>in 24 ore) mentre l'evaporazione è ridotta al minimo.
- La dimensione dei pori previene la contaminazione microbica.
- La superficie priva di adesivo non contamina il contenuto del pozzetto.



Code	Description	Packaging
FE94TI0597	Film permeabile ai gas, evaporazione limitata, 125x78 mm	100 sheets
FE94TI0597ST	Film permeabile ai gas, evaporazione limitata, sterile, 125x78 mm	100 sheets (10 x 10 sheets)
FE94TI0598	Film permeabile ai gas, evaporazione limitata, 610m x 78mm	1 roll
FE94TI0598122	Film permeabile ai gas, evaporazione limitata, 122m x 78mm	1 roll
FE94TI0598S	Film permeabile ai gas, evaporazione limitata, 5m x 78mm	1 roll
FE94TI0599S	Film permeabile ai gas, evaporazione limitata, 5m x 115mm	1 roll



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

