

**Pellicola adesiva per PCR****AZENTA**

Pellicola adesiva per PCR, sigillatura forte.

- Range temperatura integrità: -80°C/110°C.
- Pelabile.
- Perforabile.
- In alluminio.
- Adesivo acrilico forte.
- Adatta per incubazione ad alte temperature e basse temperature di stoccaggio.



Code	Description	Packaging
FE94TI0500FL	Film adesivo PCR Seal, tipo forte, alluminio, x stoccaggio, fogli 137x80 mm	100 sheets



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

