

**Pellicola adesiva resistente al DMSO****AZENTA**

Pellicola adesiva resistente al DMSO.

- Range temperatura integrità: -20°C/80°C.
- Pelabile.
- Forte adesivo.
- Alta resistenza ai solventi, incluso DMSO.
- Adatta a stoccaggio a lungo termine (campioni contenenti >80% di DMSO possono essere conservati fino a 5 anni).



Code	Description	Packaging
FE94TI0512	Pellicola adesiva resistente al DMSO, stoccaggio lungo, fogli 130x80 mm	100 sheets



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

