

**Pellicola con finestre intaglio a croce, 96 pozzetti****AZENTA**

Pellicola adesiva perforabile.

- Range temperatura integrità sigillatura: -20°C/110°C.
- Pelabile.
- Perforabile.
- Adesivo forte.
- Con intagli a croce per facilitare l'accesso al campione con puntali o sonde esercitando una minima pressione. Possibilità di intasamento dei puntali minimizzata.
- Adatta a piastre da 96 pozzetti (auti campionatori, HPLC, sequenziatori).



Code	Description	Packaging
FE94TI0566	Film perforabile, forte, finestre intaglio a croce, x 96 pozz. 135x77mm	100 sheets



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

