

**Pellicola adesiva permeabile ai gas, resistente all'umidità****AZENTA**

Pellicola adesiva, barriera contro l'umidità;

- Range di temperatura integrità; pellicola: -20°C/80°C.
- Pelabile.
- Perforabile.
- Permeabile ai gas, barriera contro l'umidità; previene l'evaporazione.
- Otticamente trasparente.
- Con finestre senza adesivo.
- Sterile.
- Applicazioni: lettori di piastre, coltura cellule batteriche e eucariote, incubazione a lungo termine, saggi di vitalità; cellulare, microscopia confocale.



Code	Description	Packaging
FE94TI051624	Film permeabile gas, resistente umidità, 24 finestre, sterile(137x77mm)	50 sheets (5 x 10 sheets)
FE94TI0516384	Film permeabile gas, resistente umidità, 384 finestre, sterile(137x77mm)	50 sheets (5 x 10 sheets)
FE94TI051696	Film permeabile gas, resistente umidità, 96 finestre, sterile(137x77mm)	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

