

**Pellicola adesiva Air-O-Seal permeabile gas, per colt.cellulari****AZENTA**

Pellicola adesiva Air-O, permeabile ai gas.

- Range di temperatura integrità pellicola: -20°C/40°C.
- Pelabile.
- Permeabile ai gas.
- Adatta a colture cellulari, anche per colture a lungo termine, riducendo l'evaporazione in modo significativo..
- Previene l'evaporazione e la contaminazione, permettendo contemporaneamente la respirazione delle cellule.
- Resistente ad acidi, DMSO, detergenti, etanolo, glicerolo, isopropanolo e ipoclorito di sodio (candeggina).
- Dal momento che il materiale di cui è costituita è a base di carta, non può essere utilizzata in condizioni umide (es. colture in agitazione).



Code	Description	Packaging
FE94TI0517	Film Air-O-Seal permeabile gas, per colt.cellulari, 135x80 mm	100 sheets
FE94TI0517ST	Film Air-O-Seal permeabile gas, per colt.cellulari, sterile, 135x80 mm	100 sheets (10 x 10 sheets)



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

