

**Pellicola bi-adesiva InterSeal****AZENTA**

Pellicola bi-adesiva tipo InterSeal. Adesivo su due lati. Nera. con 96 fori e rivestimento protettivo.

- Range di temperatura integrità; pellicola: -20°C/110°C.
- Pelabile.
- Risigillabile senza la necessità di sigillatori a caldo.
- Il bi-adesivo facilita la sigillatura, l'accesso (perforazione) e la risigillatura di strip o piastre prima della PCR.
- Ideale per la produzione di kit.
- Studiata per utilizzo in combinazione con piastre Vari-Plate®, FrameStar®, Break-A-Way e Tear-A-Way®.



Code	Description	Packaging
FE94TI0519	Film bi-adesivo InterSeal, nero, 24 fori, 148x98 mm	100 sheets



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

