

**Pad per compressione pellicole adesive****AZENTA**

Tavola per compressione pellicole adesive. In spugna di morbido silicone laminato con un film di PTFE anti-aderente. Studiata per cicli termici senza coperchio pressurizzato. Migliora i risultati con termociclatori riducendo l'evaporazione del campione.



| Code | Description | Packaging |
|------------|--|-----------|
| FE94TI0563 | Pad in spugna di silicone laminato PTFE, per pellicole adesive | 5 pads |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

