

**Pad per compressione pellicole adesive****AZENTA**

Tavola per compressione pellicole adesive. In spugna di morbido silicone laminato con un film di PTFE anti-aderente. Studiata per cicli termici senza coperchio pressurizzato. Migliora i risultati con termociclistori riducendo l'evaporazione del campione.



Code	Description	Packaging
FE94TI0563	Pad in spugna di silicone laminato PTFE, per pellicole adesive	5 pads



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

