

**Blocco di metallo forato con 96 perni****AZENTA**

Piastra perforatrice. Blocco in metallo con 96 aghi. In grado di perforare pellicole adesive o sigillature al calore in corrispondenza dei 96 pozzetti della piastra permettendo l'accesso immediato al campione mediante pipette mono o multicanale.



Code	Description	Packaging
FE94TI0398	Blocco di metallo forato con 96 perni	1 plate



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

