

**Coperchio Low profile per piastre, senza anelli condensazione****AZENTA**

Coperchio in polistirolo rigido. Soluzione ideale per una sigillatura facile e veloce, Protegge i campioni da contaminazione e evaporazione. Per piastre Vision Plates®; e altre piastre multipozzetto. Disponibile versione sterile o non sterile, per piastre da 24, 96, o 384 pozzetti.

La versione per piastre da 96 e 24 pozzetti è fornita con anelli di condensazione allineati con i pozzetti della micropiastra.



| Code       | Description                                                              | Packaging |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FE94TI0280 | Coperchio x 384 pozz. Low Profile senza anelli condensaz. A1/P1          | 100 lids  |
| FE94TI0281 | Coperchio x 384 pozz. Low Profile senza anelli condensaz. A1/P1, sterile | 100 lids  |
| FE94TI0282 | Coperchio x 96 pozz. Low Profile con anelli condensaz. A1/H1             | 80 lids   |
| FE94TI0283 | Coperchio x 96 pozz. Low Profile con anelli condensaz. A1/H1, sterile    | 80 lids   |
| FE94TI0284 | Coperchio x 24 pozz. Low Profile con anelli condensaz. A1                | 80 lids   |
| FE94TI0286 | Coperchio x 24 pozz. Low Profile con anelli condensaz. A1, sterile       | 80 lids   |
| FE94TI0290 | Coperchio Low profile per piastre, senza anelli condensazione            | 50 lids   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

