

**Coperchio Low profile per piastre, senza anelli condensazione****AZENTA**

Coperchio in polistirolo rigido. Soluzione ideale per una sigillatura facile e veloce, Protegge i campioni da contaminazione e evaporazione. Per piastre Vision Plates® e altre piastre multipozzetto. Disponibile versione sterile o non sterile, per piastre da 24, 96, o 384 pozzetti.

La versione per piastre a 96 e 24 pozzetti è fornita con anelli di condensazione allineati con i pozzetti della micropiastra.



Code	Description	Packaging
FE94TI0280	Coperchio x 384 pozz. Low Profile senza anelli condensaz. A1/P1	100 lids
FE94TI0281	Coperchio x 384 pozz. Low Profile senza anelli condensaz. A1/P1, sterile	100 lids
FE94TI0282	Coperchio x 96 pozz. Low Profile con anelli condensaz. A1/H1	80 lids
FE94TI0283	Coperchio x 96 pozz. Low Profile con anelli condensaz. A1/H1, sterile	80 lids
FE94TI0284	Coperchio x 24 pozz. Low Profile con anelli condensaz. A1	80 lids
FE94TI0286	Coperchio x 24 pozz. Low Profile con anelli condensaz. A1, sterile	80 lids
FE94TI0290	Coperchio Low profile per piastre, senza anelli condensazione	50 lids



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

