

**Sealing Cap Mat****AZENTA**

Tappetino in gomma siliconica e TPE, resistente alle alte temperature, per sigillare piastre di stoccaggio e proteggere i campioni dall'evaporazione. Esente da DNasi/RNasi e pirogeni. Perforabile.



Code	Description	Packaging
FE94TI0137	Sealing Cap Mat per 96 pozz.quadrati, in silicone trasparente	50 mats
FE94TI0138	Sealing Cap Mat per 96 pozz.tondi, in silicone trasparente	50 mats
FE94TI0139	Sealing Cap Mat per 384 pozz.quadrati, in silicone trasparente	50 mats



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

