

**Piastra 96 pozzetti tondi, per stoccaggio****AZENTA**

Piastra 96 pozzetti tondi, per stoccaggio. Pozzetti tondi da 200 µl, 300 µl, 330 µl o 350 µl, fondo a U o a V, polipropilene trasparente. Particolarmente adatta allo stoccaggio di campioni usati in ricerca in ambito di biologia cellulare, molecolare e farmaceutica. I pozzetti tondi riducono l'effetto droplet e la traspirazione. Realizzata in polipropilene vergine con alta resistenza a DMSO, fenoli e cloroformio. Autoclavabile. Ultra-piatta per assicurare una sigillazione uniforme, sia con pellicole adesive che a sigillazione mediante calore o fogli in silicone.

Le versioni con fondo a V sono particolarmente adatte per precipitazione, centrifugazione e recupero di piccoli volumi.

La versione con fondo a U è ideale per lavaggio, miscelazione, formazione di pellet e garantisce una maggior area superficiale.

Il codice FE94TILB0109, grazie alle caratteristiche di ultra-bassa capacità legante del DNA, è particolarmente adatto ad applicazioni quali la preparazione di campioni per Next Generation Sequencing.

Caratteristiche

- Esente da RNasi, DNasi, DNA genomico umano ed endotossine.
- Utilizzabile con sistemi automatizzati.
- Griglia alfanumerica per la facile identificazione del campione.
- SBS footprint.
- Range di temperatura d'uso: da -80 °C a 120 °C.
- Sovrapponibili.



| Code | Description | Packaging |
|--------------|--|------------|
| FE94TI0110 | Piastra 96 pozz.tondi fondo a U 300 μ L, in PP trasparente | 100 plates |
| FE94TI0116 | Piastra 96 pozz.tondi fondo a U 350 μ L, in PP trasparente | 100 plates |
| FE94TI0117 | Piastra 96 pozz.tondi fondo a V 330 μ L, in PP trasparente | 100 plates |
| FE94TILB0109 | Piastra 96 pozz.tondi fondo a V Low Binding 200 μ L, in PP trasparente | 50 plates |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

