

**Coperchio autosigillante per piastre PCR****AZENTA**

Coperchio autosigillante per piastre per PCR. Per uso in piattaforme integrate. Minore evaporazione rispetto ai coperchi tradizionali. Low profile. Bianco. Angolo non tagliato.



Code	Description	Packaging
FE94TI0291	Coperchio autosigillante Low profile per piastre per PCR, in PC bianco	20 lids



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

