



**Coperchio autosigillante per piastre PCR**

**AZENTA**

Coperchio autosigillante per piastre per PCR. Per uso in piattaforme integrate. Minore evaporazione rispetto ai coperchi tradizionali. Low profile. Bianco. Angolo non tagliato.



Code	Description	Packaging
FE94TI0291	Coperchio autosigillante Low profile per piastre per PCR, in PC bianco	20 lids



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

