

**Coperchio adattatore FrameStrip Low profile****AZENTA**

Coperchio adattatore FrameStrip Low profile, senza anelli di condensazione, low profile, in polistirene trasparente, senza angoli tagliati, per uso con adattatore FrameStrip®. Low profile.



Code	Description	Packaging
FE94TI0292	Coperchio adattatore FrameStrip Low profile	10 lids



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

