

**Pellicola Random Access, alta resistenza ai solventi****AZENTA**

Pellicola per sigillatura al calore Random Access. Perforabile. 96 sigillature individuali in formato foglio.

- Alta resistenza ai solventi.
- Riutilizzabile.
- Adatta a PCR/stoccaggio/spedizione.
- Compatibile con piastre in polipropilene e polistirene.
- Perforabile con puntali per pipette o robot per liquid handling.



Code	Description	Packaging
FE94TI0531RA	Film perforabile, 96 sigilli individuali, fogli 127 x 100 mm	100 sheets



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

