


Piastra PCR Break-A-Way 96 semi-skirt LP, scanalature verticali e orizzontali
AZENTA

Piastra PCR Break-A-Way 96 semi-skirt Low Profile, scanalature verticali e orizzontali.

Piastra pre-intagliata verticalmente e orizzontalmente, facile da dividere, senza l'uso di forbici, in parti di piastra, strip da 8 pozzetti, strip da 12 pozzetti, parti di strip o pozzetti individuali. Pozzetti in polipropilene da 0.1ml, Cornice in policarbonato.

Volume di lavoro: >100µl, capacità totale del pozzetto: 200µl.

Facili da dividere a qualsiasi temperatura.

La piastra può essere adattata a schemi di pipettaggio individuali senza la necessità di buttare i pozzetti vuoti. Con queste piastre non viene sprecato nemmeno un singolo pozzetto.

Le strip o i pozzetti separati possono essere usati per controllo positivo, per impedire la contaminazione dei campioni.

Design a 2 componenti che combina il vantaggio di pozzetti a parete sottile in polipropilene (ottimi risultati in PCR) a un frame in policarbonato rigido e facile da maneggiare.

Caratteristiche

- Esente da DNasi, RNasi, DNA genomico umano e pirogeni/tossine.
- Griglia alfanumerica per facile identificazione del campione.
- Compatibili con le più comuni pipette multicanale.
- Lungh. piastra: 125.00 ± 0.25mm.
- Largh. piastra: 72.0 ± 0.25mm.
- Altezza piastra: 15.60 ± 0.15mm.
- Profondità pozzetto: 15.10 ± 0.15mm.
- Diam. pozzetto: 5.50 ± 0.10mm.
- Capacità totale del pozzetto: 200µl.
- Volume di lavoro: >100µl (100µl).



Code	Description	Packaging
FE94TI1400X	Break-A-Way 96 semi-skirt LP, scanalature verticali e orizzontali, frame ne	50 plates



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

