

**Adattatore FrameStrip****AZENTA**

Adattatore per FrameStrips. Frame in formato da 96 che si adatta perfettamente alle FrameStrips®. Permette di facilitare la manipolazione e l'uso con sistemi automatici.

- Design salva-denaro e salva-spazio;
- In policarbonato bianco;
- Realizzato in cleanroom certificate classe ISO 7;
- Lungh.: 127.76 mm $\pm$ 0.25 mm;
- Profondità: 85.48 mm $\pm$ 0.25 mm;
- Altezza (senza coperchio): 18.75 mm $\pm$ 0.1 mm;
- Altezza (con coperchio): 24 mm.



Code	Description	Packaging
FE94TI0370	Adattatore per FrameStrip, in PC bianco, H1, con coperchio	18 adapters and lids
FE94TI0371	Adattatore per FrameStrip, in PC bianco, H1	18 adapters



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

