

**Adattatore FrameStrip****AZENTA**

Addattatore per FrameStrips. Frame in formato da 96 che si adatta perfettamente alle FrameStrips®. Permette di facilitare la manipolazione e l'uso con sistemi automatici.

- Design salva-denaro e salva-spazio;
- In policarbonato bianco;
- Realizzato in cleanroom certificate classe ISO 7;
- Lungh.: 127.76 mm  $\pm$  0.25 mm;
- Profondità: 85.48 mm  $\pm$  0.25 mm;
- Altezza (senza coperchio): 18.75 mm  $\pm$  0.1 mm;
- Altezza (con coperchio): 24 mm.



| Code       | Description                                                | Packaging            |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| FE94TI0370 | Adattatore per FrameStrip, in PC bianco, H1, con coperchio | 18 adapters and lids |
| FE94TI0371 | Adattatore per FrameStrip, in PC bianco, H1                | 18 adapters          |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

