

**Adattatore per piastre PCR Non-Skirted, PC trasparente, H1****AZENTA**

Adattatore per piastre PCR Non-Skirted, PC trasparente, H1. Frame formato 96. Permette la facilitazione della manipolazione e l'uso in sistemi automatici.

- Design salva-denaro e salva-spazio;
- In policarbonato trasparente;
- Si adatta a piastre per PCR non-skirted;
- Compatibile con coperchio per micropiastre Universale;
- Realizzato in cleanroom classe ISO 7;
- Lungh.: 127.76 mm (+/-) 0.25 mm;
- Profondita: 85.48 mm (+/-) 0.25 mm;
- Altezza (con coperchio): 21.2 mm;
- Altezza (senza coperchio): 24 mm.



Code	Description	Packaging
FE94TI0372	Adattatore per piastre PCR Non-Skirted, PC trasparente, H1, con coperchio	18 adapters and lids
FE94TI0373	Adattatore per piastre PCR Non-Skirted, PC trasparente, H1	18 adapters



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

