

**Blocco refrigerante Ergo, 96 pozzetti****AZENTA**

Blocco refrigerante Ergo, 96 pozzetti. Per raffreddare piastre e provette. Formato a 96 pozzetti. Compatibile con piastre da 96 a profilo standard e low profile, coprovette per PCR, strip di provette, parti di piastre.

- Disponibili in rosa e giallo;
- Una volta congelate per 8 ore a -20°C , il colore vira dal rosa al viola o dal giallo al verde e sono in grado di mantenere la temperatura a 4°C per circa 2.5 ore;
- A 7°C i blocchi assumono nuovamente il colore originale mostrando chiaramente quando non stanno più a grave; mantenendo i campioni refrigerati;
- Forniti in un rack con coperchio per facilitare la manipolazione e proteggere i campioni;
- In formato SBS, adatto anche a sistemi automatici.



Code	Description	Packaging
FE94TI0395	Blocco refrigerante Ergo, 96 pozzetti, viraggio rosa (amb.)/viola (-20°C)	1 rack
FE94TI0396	Blocco refrigerante Ergo, 96 pozzetti, viraggio giallo (amb.)/verde (-20°C)	1 rack



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

