

## Blocco refrigerante Ergo, 96 pozzetti

**AZENTA** 

Blocco refrigerante Ergo, 96 pozzetti. Per raffreddare piastre e provette. Formato a 96 pozzetti. Compatibile con piastre da 96 a profilo standard e low profile, coprovette per PCR, strip di provette, parti di piastre.

- Disponibili in rosa e giallo;
- Una volta congelate per 8 ore a -20(>&)>deg;C, il colore vira dal rosa al viola o dal giallo al verde e sono in grado di mantenere la temperatura a 4 (>&)>deg;C per circa(>&)>nbsp;2.5 ore;
- A(>&)>nbsp;7(>&)>deg;C i blocchi assumono nuovamente il colore originale mostrando chiaramente quando non stanno pi(>&)>ugrave; mantenendo i compioni refrigerati;
- Forniti in un(>&)>nbsp;rack con coperchio per facilitare la manipolazione e proteggere i campioni;
  - In formato(>&)>nbsp;SBS, adatto anche a sistemi automatici.



Code	Description	Packaging
FE94TI0395	Blocco refrigerante Ergo, 96 pozzetti, viraggio rosa (amb.)/viola (-20°C)	1 rack
FE94TI0396	Blocco refrigerante Ergo, 96 pozzetti, viraggio giallo (amb.)/verde (-20°C)	1 rack







CARLO ERBA
Reagents operates with
a Certified Quality
Management System

