

**Provette per centrifuga, KIMAX®, robuste, vetro borosilicato 3.3****Kimble Kontes****Provette per centrifuga, KIMAX®, robuste, vetro borosilicato 3.3**

Provette per centrifuga con fondo piatto e tappi a vite. Provette robuste che hanno pareti più spesse per resistere a velocità più elevate nella centrifugazione. Il punto di marcatura è sabbiato. Con tappi fenolici neri autoclavabili rivestiti in gomma cementata forniti non attaccati. Vetro conforme ai requisiti USP Tipo I e ASTM E438, Tipo I, Classe A.



Code	Description	Packaging
LLG06231518	Provette per centrifuga, KIMAX®, robuste, vetro boro 3.3, 35 ml, Ø 29 mm, H 100 mm, chiusura 24-410, Max. rcf 13100 x g	12 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

