

**Soluzione di pulizia per elettrodi Pepsin-HCl, 250mL****Mettler-Toledo**

Soluzione di pepsina HCl per la pulizia e la manutenzione degli elettrodi di pH.  
Rimuove i depositi proteici dai diaframmi, contribuendo a mantenere le prestazioni dell'elettrodo.



Code	Description	Packaging
LLG07672742	Soluzione di pulizia per elettrodi, Capacità 250 ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

