

**Soluzione di pulizia per elettrodi Pepsin-HCl, 250mL****Mettler-Toledo**

Soluzione di pepsina HCl per la pulizia e la manutenzione degli elettrodi di pH. Rimuove i depositi proteici dai diaframmi, contribuendo a mantenere le prestazioni dell'elettrodo.



Code	Description	Packaging
LLG07672742	Soluzione di pulizia per elettrodi, Capacità 250 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

