

**Elettrodi singoli ScienceLine, elettrodi metallici**

Xylem Analytics Germany (SI)

Elettrodi singoli ScienceLine, elettrodi metallici

Con stelo in vetro, elettrodo doppio platino micro, spina 2 x 4 mm a cavo fisso

Caratteristiche

Range temperatura: -30 ... 135 °C

Lungh. / Diam.: 96* mm / 5 mm

Sensore: 2 x Platinum pin (diam. 1 mm)



Code	Description	Packaging
LLG06222782	Elettrodi singoli ScienceLine, elettrodi metallici, Tipo KF 1100	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

