

**Contenitori di sicurezza, HDPE****S.C.A.T.**

Contenitori elettroconduttivi per la raccolta e il trasporto sicuri di liquidi infiammabili e rifiuti solubili. Realizzati in HDPE elettroconduttivo e per evitare rischi di ignizione. Con o senza galleggiante per il controllo del livello. Possono essere messi a terra con apposito cavo.



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04005602 | Tanica s60, 10 litri, PEHD, electrically cond                            | 1 pz      |
| LLG04005671 | Tanica S 60, 20 L PE-HD, elettroconduttiva                               | 1 pz      |
| LLG04005683 | Tanica S60 (20L) con controllo meccanico di livello                      | 1 pz.     |
| LLG04664150 | Contenitore di sicurezza 30 L, dim.240x364x455 mm, Filettatura S 60 / 61 | 1 pz.     |
| LLG04005593 | Tanica di sicurezza S71, 60 L, PE-HD, elettroconduttiva                  | 1 pz.     |
| LLG04005682 | Tanica S60 Can (10L) con controllo meccanico di livello                  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

